

UNIDOSE CUP: 15ml y 30ml

INFORMACIÓN GENERAL

- El autobús de Metadona y los centros de distribución de metadona funcionan en Holanda desde hace más de 25 años.
- Hace 8 años se introdujo en Alemania el frasco metadona para una sola dosis: Unit Dose Cup.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sus ventajas son:

- Es imposible de reutilizar.
- Es fácil de llenar y cerrar, incluso para pequeñas cantidades.
- Fácil de abrir y beber.
- Dosis exacta: 15ml o 30ml.
- Más higiénico.
- El material utilizado (polipropileno) tiene una alta resistencia química.
- Se fabrica con plástico reciclable.
- Posibilidad de esterilizar durante 20 minutos hasta 121°C (270°F).
- Tapas y frascos envasados por separado en bolsas de plástico y cajas de cartón.